nanoleaf

LED Light Therapy Neck & Décolletage Mask

Masque de luminothérapie LED pour le cou et le décolleté

Wellness in a New Light
Le bien-être sous un nouveau jour

What's in the Box?
Contenu de la boîte



① LED Light Therapy Neck & Décolletage Mask ② Pouch ③ Velcro Straps (1 Pair) ④ Controller ⑤ Charging Cable (USB-C to USB-C)
① Masque de luminothérapie LED pour le cou et le décolleté ② Pochette ③ Bandes Velcro (1 paire) ④ Contrôleur ⑤ Câble de recharge (USB-C vers USB-C)

This device is rechargeable and portable and can be used without being connected to an outlet.
Cet appareil est rechargeable et portable. Il peut être utilisé sans être branché à une prise électrique.

Controls



Power Button

Hold for 2s to Turn On /Off
By default, your device is set to turn off after 10 minutes.
Press the power button once more when on to pause the timer.

Mode Selection

Press once to switch between Red, Green, Blue, Cyan, Yellow, Purple, & White light therapy.

Each light mode is combined with Near Infrared Light (NIR) to enhance the treatment effects. The screen will display the corresponding light mode.
Double-press to cycle between 5 different levels of intensity.
The screen will display the corresponding light intensity.

Timer

Press once to add 1 minute to your timer.
Long press to add minutes faster, up to a max of 30 minutes.
Your device will automatically turn off when your timer is up.

Commandes



Bouton d'alimentation

Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
Par défaut, votre appareil est réglé pour s'éteindre après 10 minutes.
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez une nouvelle fois sur le bouton d'alimentation pour mettre le minuteur en pause.

Sélection du mode

Appuyez une fois pour faire défiler les modes de photothérapie à lumière rouge, verte, bleue, cyan, jaune, violette et blanche.
Chaque mode lumineux est associé à une lumière infrarouge proche (NIR) afin d'optimiser les effets du traitement. L'écran affiche le mode lumineux correspondant.

Appuyez deux fois pour faire défiler les 5 niveaux d'intensité disponibles.
L'écran affiche l'intensité lumineuse correspondante.

Minuteur

Appuyez une fois pour ajouter 1 minute au minuteur.
Maintenez le bouton enfoncé pour ajouter des minutes plus rapidement, jusqu'à un maximum de 30 minutes.
Votre appareil s'éteint automatiquement lorsque le temps programmé est écoulé.


Light Therapy Modes

Choose the ideal treatment mode based on your skin's needs.

Red Light (Mode R)
640nm + 850nm NIR
+ 940nm NIR + 1072nm NIR
Visibly smooths wrinkles for a firmer skin appearance.

Green Light (Mode G)
525nm + 850nm NIR + 940nm NIR
Supports a more even-looking skin tone.

Blue Light (Mode B)
460nm + 850nm NIR + 940nm NIR
Targets visible blemishes, leaving skin clearer and refined.



Cyan Light (Mode C)
460nm + 525nm + 850nm NIR + 940nm NIR
Soothes stressed-looking skin for a calm, balanced complexion.

Yellow Light (Mode Y)
525nm + 640nm + 850nm NIR
+ 940nm NIR + 1072nm NIR
Softens visible redness for a more even, refined tone.

Purple Light (Mode P)
460nm + 640nm + 850nm NIR
+ 940nm NIR + 1072nm NIR
Refines rough, uneven texture for a smoother, softer skin surface.

White Light (Mode L)
460nm + 525nm + 640nm + 850nm NIR
+ 940nm NIR + 1072nm NIR
Enhances firmness and softens visible signs of aging.


Modes de luminothérapie

Choisissez le mode de traitement idéal en fonction des besoins de votre peau.

Lumière rouge (mode R)
640 nm + NIR 850 nm
+ NIR 940 nm + NIR 1072 nm
Lisse visiblement les rides pour une peau d'apparence plus ferme.

Lumière verte (mode G)
525 nm + NIR 850 nm + NIR 940 nm
Favorise un teint d'apparence plus uniforme.

Lumière bleue (mode B)
460 nm + NIR 850 nm + NIR 940 nm
Cible les imperfections visibles pour une peau plus nette et un grain de peau affiné.



Lumière cyan (mode C)
460 nm + 525 nm + NIR 850 nm + NIR 940 nm
Apaise les peaux d'apparence stressée pour un teint calme et équilibré.

Lumière jaune (mode Y)
525 nm + 640 nm + NIR 850 nm
+ NIR 940 nm + NIR 1072 nm
Atténue l'apparence des rougeurs visibles pour un teint plus uniforme et affiné.

Lumière violette (mode P)
460 nm + 640 nm + NIR 850 nm
+ NIR 940 nm + NIR 1072 nm
Affine le grain de peau irrégulier et rugueux pour une surface cutanée plus lisse et plus douce.

Lumière blanche (mode L)
460 nm + 525 nm + 640 nm + NIR 850 nm
+ NIR 940 nm + NIR 1072 nm
Améliore l'apparence de la fermeté et atténue les signes visibles du vieillissement.

1072nm Deep NIR Treatment Zones


1072nm Deep NIR is strategically positioned to deliver focused care to key areas of concern.

Red Light
(Mode R)

Yellow Light
(Mode Y)

Purple Light
(Mode P)

White Light
(Mode L)



The dedicated 1072nm Deep NIR lights activate only in Red, Yellow, Purple, and White Modes to deliver focused care to key areas of the neck and décolletage. They remain OFF in Blue, Cyan, and Green Modes, which are designed to gently soothe the skin. **This is intentional and does not indicate a product defect.**

Zones de traitement avec NIR profond à 1072 nm


Le NIR profond à 1072 nm est stratégiquement positionné pour offrir un soin ciblé aux principales zones de préoccupation.

Lumière rouge
(Mode R)

Lumière jaune
(Mode Y)

Lumière violette
(Mode P)


Lumière blanche
(Mode L)



Les lumières NIR profond à 1072 nm dédiées s'activent uniquement dans les modes Rouge, Jaune,Violet et Blanc afin d'offrir un soin ciblé aux principales zones du cou et du décolleté. Elles restent ÉTEINTES dans les modes Bleu, Cyan et Vert, conçus pour apaiser délicatement la peau.
Ce fonctionnement est intentionnel et n'indique pas un défaut du produit.


How to Attach the Straps
Comment fixer les sangles

1




Insert straps
Insérez les sangles.

2



Tighten with Velcro
Serrez à l'aide des bandes Velcro.

Things You Need to Know
Informations importantes



Do not use the device while it is charging.

N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en charge.

If the device becomes excessively hot, emits smoke, or produces an unusual odor during charging, please immediately disconnect the charger and contact customer service.
Si l'appareil devient excessivement chaud, émet de la fumée ou dégage une odeur inhabituelle pendant la charge, débranchez immédiatement le chargeur et contactez le service client.

WARNING
AVERTISSEMENT

This is not a medical device and cannot be used for professional treatment or as a substitute for professional medical advice. The actual effect of use varies from person to person.

Cet appareil n'est pas un dispositif médical et ne peut pas être utilisé pour des traitements professionnels ni se substituer à un avis médical professionnel. Les effets réels de l'utilisation peuvent varier d'une personne à l'autre.

How to Use
Comment utiliser l'appareil

Charge
Recharger

3.5 hrs for full charge


3,5 heures pour une charge complète




Plug into Controller
Branchez le masque sur le boîtier de commande

Plug the Neck Mask into the controller and press the power button to turn it on. This product is rechargeable.

Branchez le masque pour le cou sur le boîtier de commande, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Ce produit est rechargeable.



Precaution
Précautions



Avoid looking directly at the LED lights.
Évitez de regarder directement les lumières LED.

DO NOT
À NE PAS FAIRE




Fold
Plier




Press Down
Appuyer



Squeeze
Presser



When cleaning the mask, do not soak it in water.
Lors du nettoyage du masque pour le cou, ne l'immergez pas dans l'eau.



Simply wipe with a damp cloth or 70% alcohol.
Essuyez-le simplement avec un chiffon humide ou utilisez de l'alcool à 70 %.

Still Need Help?

https://go.nanoleaf.me/myneckmask

FR **Besoin d'aide?** https://go.nanoleaf.me/myneckmask

Nanoleaf Canada
#200–106 Front Street East
Toronto, ON
M5A 1E1, Canada

Nanoleaf Europe SAS
11 Rue de Lourmel
75015 Paris
France
Hello@nanoleaf.me

Nanoleaf Europe SAS
Ruby House, 8 Ruby Place
Aberdeen AB10 1ZP
Great Britain

Nanoleaf Hong Kong
#1405 - 135 Bonham
Strand Trade Centre,
Hong Kong

Model: E50
Rated Voltage: DC 5V
Rated Power: 5W

Modèle: E50
Tension nominale: 5V CC
Puissance nominale: 5W


@nanoleafofficial


@nanoleaf


@nanoleaf
@nanoleafwellness


@thenanoleaf

nanoleaf.me

此页不印刷

封页：250g双铜+哑胶+1专色（Pantone 2246C）
内页：128g双铜+哑油+4色

骑马钉装订

pantone 2246c