nanoleaf

Lymphatic Body Sculpting Massager
Appareil de massage lymphatique sculptant

Wellness in a New Light
Le bien-être sous un nouveau jour

What's in the Box?
Contenu de la boîte






① Lymphatic Massager ② Charging Cable (USB-C to USB-C)
① Masseur lymphatique ② Câble de recharge (USB-C vers USB-C)

This device is rechargeable and portable, so you can use it without being plugged in.
Cet appareil est rechargeable et portable, vous pouvez donc l'utiliser sans être branché.

Controls



Power On / Off
Press and hold the Power Button for 2 seconds.

Select Intensity
Short press the corresponding function button to increase its level.
Quickly press twice to jump 5 levels.
Red light is controlled through the Heat button.

Low Battery
When the battery level is below 20%, the white light will flash as a reminder to charge the device.

Fully Charged
The white LED remains steadily lit when the device is fully charged.


Light Care | Levels 1–10 | 38°C
For first-time use or more gentle.

Routine Care | Levels 11–20 | 40°C
For regular body care.

Deep Care | Levels 21–30 | 42°C
For a stronger body care session.

Choose the level that feels right for your body and comfort. The device automatically turns off after 30 minutes.

Commandes



Allumer / éteindre

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes.

Sélection de l'intensité

Appuyez brièvement sur le bouton correspondant pour augmenter le niveau. Appuyez rapidement deux fois pour augmenter de 5 niveaux. La lumière rouge est contrôlée via la fonction chaleur.

Batterie faible

lorsque le niveau de batterie est inférieur à 20 %, le voyant blanc clignote pour vous rappeler de recharger l'appareil.

Charge complète

La LED blanche reste allumée en continu lorsque l'appareil est entièrement chargé.

Soin léger | niveaux 1–10 | 38°

Pour une première utilisation ou un soin plus doux.

Soin quotidien | niveaux 11–20 | 40°c

pour une utilisation régulière.

Soin profond | niveaux 21–30 | 42°c

pour une séance de soin corporel plus intense.

Choisissez le niveau qui convient le mieux à votre corps et à votre confort.
L'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes.



Microcurrent Sculpting

Gentle microcurrent pulses work to firm and sculpt the body's contour.

Vibration Massage

Rhythmic massage encourages lymphatic flow for a smoother, refreshed look.

Heat + Advanced Light Therapy

Comforting warmth pairs with 640nm red light and 850nm near-infrared light to help revitalize skin and promote a smoother, firmer appearance.

Sculpting Mode may feel stronger for some users.
Always begin at Level 1 and increase gradually to a comfortable level. More intensity is not always more effective.



Micro-courants raffermissants

De doux courants microélectriques travaillent à raffermir et sculpter le contour du corps.

Massage par vibration

Un massage dynamique qui favorise la circulation lymphatique pour un aspect plus lisse de la peau.

Chaleur + luminothérapie avancée

une chaleur apaisante associée à une lumière rouge 640 nm et une lumière proche infrarouge 850 nm aide à revitaliser la peau et à favoriser une apparence plus lisse et plus ferme.

Le mode Sculpting peut être ressenti plus intensément par certains utilisateurs. Commencez toujours au niveau 1 et augmentez progressivement jusqu'à un niveau confortable. Une intensité plus élevée n'est pas nécessairement plus efficace.



Even Pressure Distribution

Delivers balanced pressure across the body's curves.

Targeted Stimulation Nodes

Textured nodes focus on specific areas for more precise massage.

Contour-Adaptive Design

Maintains consistent contact across curved body areas.



Répartition uniforme de la pression

Distribue une pression équilibrée sur les courbes du corps.

Stimulation ciblée

Les têtes texturés ciblent des zones spécifiques pour un massage plus précis.

Design ergonomique


Maintient un contact constant sur les zones courbées du corps.

Steps

1

Prep Skin


Apply body oil or lotion before use.



2

Select Mode


Use Sculpting Mode on the abdomen, thighs, and upper arms. Use Vibration Mode for shoulders or neck.



3

Glide Gently


Move slowly with light pressure. Do not stay on one spot for too long in Sculpting Mode. (Refer to “Where to Use” for direction.)



4

Clean After Use

Wipe the device head with a soft, dry cloth after use.




ÉTAPES

1

Préparez la peau


Appliquez une huile ou une lotion pour le corps avant utilisation.



2

Sélectionnez le mode


Utilisez le mode Sculptant sur l'abdomen, les cuisses et le haut des bras. Utilisez le mode Vibration pour les épaules et le cou.



3

Faites glisser délicatement


Déplacez lentement l'appareil avec une légère pression. Ne restez pas trop longtemps sur une même zone en mode Sculpting.
(Reportez-vous à la section « Zones d'utilisation » pour le sens d'utilisation.)




4

Nettoyez après utilisation

Essuyez la tête de l'appareil avec un chiffon doux et sec après utilisation.




Where to Use
Zones d'utilisation




Neck
Glide downward along the neck.

Cou
Faites glisser l'appareil vers le bas le long du cou.



Back
Glide downward along the back.


Dos
Faites glisser l'appareil vers le bas le long du dos.



Thigh
Glide from the upper thigh downward.

Cuisse
Faites glisser l'appareil du haut de la cuisse vers le bas.

Where to Use
Où utiliser




Abdomen

Glide downward, or upward for sagging concerns, and use circular motions.

Abdomen

Faites glisser l'appareil vers le bas,ou vers le haut en cas de relâchement cutané, et effectuez des mouvements circulaires.




Arms

Glide downward along the arms.

Bras

Faites glisser l'appareil vers le bas le long des bras.



Legs/Feet

Legs: Glide upward from the ankle toward the knee.
Feet: Massage from the heel toward the toes.

Jambes / Pieds

Jambes: faites glisser l'appareil vers le haut, de la cheville jusqu'au genou.
Pieds: massez du talon jusqu'aux orteils.


Important Things to Note

Start low and increase gradually

Always choose the care level that feels right for your body and comfort.

Temporary redness or mild tenderness may occur

If bruising appears, lower the level, reduce pressure, and allow the area to rest before using again.



Use Sculpting Mode on body-contouring areas only

DO NOT use Sculpting Mode on shoulders, neck, joints, or bony areas. Use Vibration Mode for shoulders or neck.

Do not press too hard

More pressure does not mean better results. Use light pressure and keep the device moving.


Important à savoir

Commencez à faible intensité et augmentez progressivement.

Choisissez toujours le niveau de soin qui convient à votre corps et à votre confort.

Des rougeurs temporaires ou une légère sensibilité peuvent apparaître.

Si des ecchymoses apparaissent, réduisez l'intensité, diminuez la pression et laissez la zone se reposer avant toute nouvelle utilisation.



Utilisez le mode Sculpting uniquement sur les zones de remodelage du corps.


N'utilisez PAS le mode Sculpting sur les épaules, le cou, les articulations ou les zones osseuses. Utilisez le mode Vibration pour les épaules ou le cou.

N'appuyez pas trop fort.

Une pression plus élevée ne signifie pas de meilleurs résultats. Utilisez une légère pression et gardez l'appareil en mouvement.

Important Things to Note
Points importants à noter


Charge
Recharge



3 hrs for full charge.
This product is rechargeable.

3 heure pour une charge complète.
Ce produit est rechargeable.

Portable
Portable



If the device becomes excessively hot, emits smoke, or produces an unusual odor during charging, please immediately disconnect the charger and contact customer service.


Si l'appareil devient excessivement chaud, émet de la fumée ou dégage une odeur inhabituelle pendant la charge, débranchez immédiatement le chargeur et contactez le service client.

Important Things to Note
Points importants à noter

WARNING
AVERTISSEMENT

This is not a medical device and cannot be used for professional treatment or as a substitute for professional medical advice. The actual effect of use varies from person to person.

Ceci n'est pas un dispositif médical et ne peut pas être utilisé pour un traitement professionnel ni comme substitut à un avis médical professionnel.Les résultats réels d'utilisation varient d'une personne à l'autre.



Avoid looking directly at the LED lights.

Évitez de regarder directement les lumières LED.


DO NOT
Précautions




Do not drop or throw the product on hard surfaces.

Ne pas laisser tomber ni projeter le produit sur une surface dure.

When cleaning the Lymphatic Massager, do not soak it in water.
Lors du nettoyage du masseur lymphatique, ne le plongez pas dans l'eau.



Simply wipe with a damp cloth or 70% alcohol.
Essuyez-le simplement avec un chiffon humide ou avec de l'alcool à 70 %.



Still Need Help?

https://go.nanoleaf.me/mymassager

FR **Besoin d'aide?** https://go.nanoleaf.me/mymassager

Nanoleaf Canada
#200–106 Front Street East
Toronto, ON
M5A 1E1, Canada

Nanoleaf Europe SAS
11 Rue de Lourmel
75015 Paris
France
Hello@nanoleaf.me

Nanoleaf Europe SAS
Ruby House, 8 Ruby Place
Aberdeen AB10 1ZP
Great Britain

Nanoleaf Hong Kong
#1405 – 135 Bonham
Strand Trade Centre,
Hong Kong

Model: XY-406
Power Rating: 6W
Input: DC 5V
Battery Capacity: 1800mAh

Modèle: XY-406
Puissance nominale: 6W
Entrée: DC 5V
Capacité de la batterie: 1800mAh

@nanoleafofficial

@nanoleaf

@nanoleaf
@nanoleafwellness

@thenanoleaf

nanoleaf.me



此页不印刷

封页：250g双铜+哑胶+1专色（Pantone 2246C）
内页：128g双铜+哑油+4色

骑马钉装订

pantone 2246c